

# Raumsparkanister für mehr Inhalt auf weniger Regalbreite

**b** LaboPlast



# Raumsparkanister



Raumsparkanister | für mehr Inhalt auf weniger Regalbreite



Der Raumsparkanister ist mit nur 6,5 cm bzw. 12,5 cm Breite ideal als platzsparender Kanister. Auf engem Raum können verschiedenste Flüssigkeiten gelagert und abgefüllt werden. Der Raumsparkanister kann auch liegend, z. B. in Kühlschränken untergebracht werden. Die Verrippung und die dicke Wandung machen ihn sehr stabil. Mit der Kanisterstütze (nur für 5 l Kanister) für zwei oder drei Kanister kann jede beliebige Anzahl an Kanister sicher und frei aufgestellt werden. Der Raumsparkanister kann auch sehr gut als Abklärkanister verwendet werden.

- ▶ Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4"
- ▶ PP, transparent
- ▶ Mit Originalitätsverschluss
- ▶ Kanister ohne Hahn autoklavierbar
- ▶ Mit erhabener, unzerstörbarer Literskala
- ▶ Kanisterstütze aus Aluminium für sicheren Stand als Zubehör (nur für 5 l Kanister)
- ▶ Ablasshahn StopCock mit drehbarem Auslaufwinkel und Ablasshahn Compact, passend auf Kanister mit Gewindestutzen 3/4" als Zubehör erhältlich

Ausführung	Inhalt l	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Öffnung Ø mm	Artikel-Nr.
ohne Gewindestutzen	5	65	335	335	41	0435-1050 N4
mit Gewindestutzen 3/4"	5	65	335	335	41	0435-2050 N4
ohne Gewindestutzen	10	125	335	335	41	0435-1100 N4
mit Gewindestutzen 3/4"	10	125	335	335	41	0435-2100 N4

Zubehör	Artikel-Nr.
Bezeichnung	Artikel-Nr.
Stütze für zwei Raumsparkanister (nur für 5 l Kanister)	0435-9102 N4
Stütze für drei Raumsparkanister (nur für 5 l Kanister)	0435-9103 N4
Belüftungs-Schraubverschluss für Raumsparkanister	0435-9200 N4
StopCock Ablasshahn	0525-1000 N4
Ablasshahn Compact	0530-1000 N4
Verschlusskappe für 3/4"	0600-0090 N4
Abfüllhilfe für Raumsparkanister 10 l	0435-9104 N4

# Raumsparkanister



## Raumsparkanister, elektrisch leitfähig



Der Raumsparkanister aus elektrisch leitfähigem HDPE ist speziell für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen. Der Kanister hat mit einem spezifischen Oberflächenwiderstand von  $<10^5$  Ohm eine hohe elektrische Leitfähigkeit. Korrekt geerdet vermeidet er dadurch die Zündgefahr infolge elektrostatischer Aufladung. Somit hilft der Kanister den Anforderungen der Richtlinien ATEX 137, TRBS2153 und CENELEC 50404 zu entsprechen.

Der Industriekanister aus Kunststoff rostet nicht und kann problemlos über das Recycling-system entsorgt werden. Er ist einsetzbar für das Abfüllen und Lagern von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten der Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC, wie z.B. Laborabfällen, im Industriebereich oder im Bergbau.

Aufgrund seiner schmalen Breite von 6,5 cm bzw. 12,5 cm ist der Raumsparkanister besonders platzsparend und eignet sich für den Einsatz auf engstem Raum. Die Verrippung und die dicke Wandung machen ihn sehr stabil und ermöglichen auch eine liegende Lagerung. Der ergonomische Griff sorgt für ein sicheres Handling und ein einfaches Transportieren. Bei der Ausführung mit Gewindestutzen 3/4" lässt sich ein Ablasshahn montieren, z.B. der Ablasshahn StopCock PA, elektrisch leitfähig.

- ▶ HDPE, schwarz, antistatisch
- ▶ Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4"
- ▶ Kanisterstütze aus Aluminium für sicheren Stand als Zubehör (nur für 5 l Kanister)

**⚠ Achtung!** Bei der Arbeit mit brennbaren Flüssigkeiten muss der Kanister geerdet sein!  
Antistatik-Set verwenden!

Ausführung	Inhalt l	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Artikel-Nr.
ohne Gewindestutzen	5	65	335	335	0435-1055 N4
ohne Gewindestutzen	10	125	335	335	0435-1105 N4
mit Gewindestutzen 3/4"	5	65	335	335	0435-2055 N4
mit Gewindestutzen 3/4"	10	125	335	335	0435-2105 N4
Zubehör					
Bezeichnung					Artikel-Nr.
Antistatik-Set					5602-1000 N4
Stütze für zwei Raumsparkanister (nur für 5 l Kanister)					0435-9102 N4
Stütze für drei Raumsparkanister (nur für 5 l Kanister)					0435-9103 N4
StopCock PA, elektrisch leitfähig					0525-1100 N4
Abfüllhilfe für Raumsparkanister 10 l					0435-9104 N4

# Raumsparkanister

**Bürkle GmbH**  
 Rheinauen 5 | D - 79415 Bad Bellingen  
 Telefon +49 (0) 76 35 8 27 95-0  
 Fax +49 (0) 76 35 8 27 95-31  
 info@buerkle.de | www.buerkle.de



## Raumsparsset StopCock

Das Raumsparsset StopCock besteht aus dem Raumsparkanister mit Gewindestutzen 5 l (0435-2050) oder 10 l (0435-2100) und dem Ablasshahn StopCock (0525-1000).



Inhalt l	Artikel-Nr.
5	0435-0001 N4
10	0435-0010 N4



## Raumsparsset Compact

Der Ablasshahn Compact ist die ideale Ergänzung zu dem Raumsparkanister – für perfektes Lagern und Abfüllen auf engstem Raum! Das Raumsparsset Compact besteht aus dem Raumsparkanister mit Gewindestutzen 5 l (0435-2050) oder 10 l (0435-2100) und dem Ablasshahn Compact (0530-1000).

Inhalt l	Artikel-Nr.
5	0435-3000 N4
10	0435-3010 N4



## Raumsparsset, elektrisch leitfähig

Das elektrisch leitfähige Raumsparsset besteht aus einem Raumsparkanister 5 l (0435-2055) oder 10 l (0435-2105) und einem Ablasshahn StopCock PA (0525-1100). Hahn und Kanister können mittels Antistatik-Set geerdet werden und sind somit in explosionsgeschützten Bereichen einsetzbar.

**⚠ Achtung!** Bei der Arbeit mit brennbaren Flüssigkeiten muss der Kanister geerdet sein! Antistatik-Set verwenden!



Inhalt l	Artikel-Nr.
5	0435-0005 N4
10	0435-0015 N4

Zubehör	Artikel-Nr.
Antistatik-Set	5602-1000 N4

